

Требования к коммуникационным устройствам, используемым при работе с Комплексом «Кардиометр-МТ»

Комплекс «Кардиометр-МТ» может работать с компьютерами/ноутбуками на базе ОС Windows и смартфонами/планшетами на базе ОС Android. При самостоятельном выборе устройств следует учитывать **минимальные требуемые технические характеристики:**

Требуемые технические характеристики для устройств с ОС Android

| | |
|--------------------------|------------------|
| Версия ОС Android | 4.0 и выше |
| Частота процессора | от 1000 МГц |
| Объем оперативной памяти | от 512 Мбайт |
| Размер экрана | от 4" |
| Разрешение экрана | не менее 480x800 |

Требуемые технические характеристики для устройств с ОС Windows

| | |
|--|---|
| Версия ОС Windows | XP/7/8/10 |
| Частота процессора | от 1600 МГц |
| Объем оперативной памяти | от 1024 Мбайт |
| Постоянное соединение с Кардиосервером | на скорости от 1 Мбит/с |
| Размер экрана компьютера | от 13,3" |
| Размер экрана ноутбука | от 11,6" |
| Рекомендуемый размер экрана для комфортной работы | 21" |
| Разрешение экрана | не менее 1366x768 |
| Bluetooth (для регистрации ЭКГ с компьютера/ноутбука) | наличие |
| Рекомендации по Bluetooth | встроенный Qualcomm Atheros ar3012 bluetooth 4.0 + hs или внешний CSR 4.0 |
| Звуковая карта (для приема обследований по акустическому каналу) | с Line In входом |